

SARAYA

使い捨て手袋のご案内

〈ラテックスフリー、パウダーフリータイプ〉

サラヤ ニトリル検査検診用グローブ

グッドバック技術を採用し、厳しく管理された製造工程と品質検査で手袋汚染を防ぎます。

一般医療機器(クラスI)
食品衛生法適合品

カラー：ブルー/ホワイト
サイズ：XS、S、M、L



商品コード	規格	1ケース入数	1コ標準価格(税抜)
51082	Mサイズ 200枚	10	オープン

サラヤ ニトリルグローブソフトフィット

耐久性、耐薬品性に優れたバリア性能をもち、ぴったりフィットするしなやかな着け心地。

一般医療機器(クラスI)
食品衛生法適合品

カラー：ブルー/ホワイト
サイズ：XS、S、M、L



商品コード	規格	1ケース入数	1コ標準価格(税抜)
50990	ブルー Mサイズ 250枚	10	オープン
50986	ホワイト Mサイズ 250枚	10	オープン

サラヤ ニトリルグローブエクステンド

なめらかで伸びの良い着用感です。細やかな作業に適したフィット感で、優れたパフォーマンスに貢献します。

一般医療機器(クラスI)
食品衛生法適合品

カラー：ブルー/ホワイト
サイズ：XS、S、M、L



商品コード	規格	1ケース入数	1コ標準価格(税抜)
50968	ブルー Mサイズ 200枚	10	オープン
50947	ホワイト Mサイズ 200枚	10	オープン

ニトリルロング手袋400

長さ400ミリのスーパーロングタイプ。検査・検診業務や入浴介助、洗浄作業に。

一般医療機器(クラスI)
食品衛生法適合品

カラー：ブルー
サイズ：S、M、L



商品コード	規格	1ケース入数	1コ標準価格(税抜)
50938	Mサイズ 50枚	10	オープン

ニトリルエクステンドAF

加硫促進剤を一切使用しないことでアレルギーリスクを回避しつつ、優れた耐久性と伸縮性を両立させた、手肌にやさしいニトリル手袋です。

一般医療機器(クラスI)
食品衛生法適合品

カラー：ブルー
サイズ：XS、S、M、L



商品コード	規格	1ケース入数	1コ標準価格(税抜)
50935	Mサイズ 200枚	10	オープン

ハイブリッドグローブさくら

プラスチック手袋にニトリル成分を配合することにより、従来のプラスチック手袋に比べて伸縮性やフィット感が向上。アレルギー性接触皮膚炎に配慮した、加硫促進剤フリータイプ。

一般医療機器(クラスI)

カラー：さくら色
サイズ：XS、S、M、L



商品コード	規格	1ケース入数	1コ標準価格(税抜)
53519	Mサイズ 150枚	10	オープン

サラヤ プラスチック手袋

耐久性があり、手にぴったりフィットする素手感覚の使用感。

一般医療機器(クラスI)

カラー：透明
サイズ：XS、S、M、L、XL



商品コード	規格	1ケース入数	1コ標準価格(税抜)
53499	Mサイズ 100枚	10	オープン

サラヤ プラスチック手袋E

プラスチック手袋の薄手タイプ。

カラー：透明
サイズ：S、M、L、XL



商品コード	規格	1ケース入数	1コ標準価格(税抜)
53515	Mサイズ 100枚	10	オープン


使い捨て手袋の必要性

介護者、利用者の双方を感染リスクから守るために、湿性生体物質（血液や体液、排泄物、喀痰や膿等の分泌物、損傷のある皮膚、粘膜等）で手指が汚染される可能性がある場合に着用します。

【使用シーン】 おむつ交換、汚物処理、口腔ケア、上記湿性生体物質に触れる場合、調理作業 等


着脱手順（例）

着け方





- 1 手首の部分を
つかんで装着
する
- 2 指先部分を
フィットさせる

外し方



- 1 片方の手袋の
袖口をつかむ
- 2 手袋を裏表逆
になるように外す
- 3 手袋を外した手
を反対の手袋の
袖口に差し込む
- 4 裏表逆になる
ように外す
- 5 外した手袋はすぐ
に廃棄し、手指衛生を
行う

用途一覧表

製品名	サイズ展開 カラー展開	一般医療機器	食品衛生法 適合品	耐久性	耐薬品性	フィット感	その他
サラヤ ニトリル検査検診用グローブ	 XS、S、M、L ブルー/ホワイト	○	○	◎	◎	◎	Goodpac GripPack 技術採用
サラヤ ニトリルグローブソフトフィット	 XS、S、M、L ブルー/ホワイト	○	○	◎	◎	◎	
サラヤ ニトリルグローブエクステンド	 XS、S、M、L ブルー/ホワイト	○	○	◎	◎	◎	
ニトリルロング手袋400	 S、M、L ブルー	○	○	◎	◎	◎	長さ 400ミリ
ニトリルエクステンドAF	 XS、S、M、L ブルー	○	○	◎	◎	◎	加硫 促進剤 フリー
ハイブリッドグローブさくら	 XS、S、M、L さくら色	○		◎		◎	加硫 促進剤 フリー
サラヤ プラスチック手袋	 XS、S、M、L、XL 透明	○		◎		○	
サラヤ プラスチック手袋E	 S、M、L、XL 透明			○		○	

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。 ■ 記載内容は2025年3月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
<https://www.saraya.com/>

お問い合わせ先 TEL.06-6797-2525

学術的なお問い合わせ先 学術部 TEL.06-4706-3938
(受付時間：平日 9:00～17:00)